

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anti-Dekubitus-Schaummatratze

mit waschbarem dampfdurchlässigem Bezug

Produktcode: TriMATE Care



Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie diese Anleitung. Die Anleitung enthält Informationen, die für die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts sowie für die Wartung und Reinigung erforderlich sind. Die Verwendung des Produkts, die nicht den Regeln der Gebrauchsanweisung entspricht, kann zu schwerwiegenden Komplikationen führen. Die Anleitung sollte an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden.

1. Merkmal

Die Matratze besteht aus Polyurethanschaum und ihr waffelförmiges Design bietet Anti-Dekubitus-Eigenschaften. Die Matratze ist mit einem waschbaren, dampfdurchlässigen Bezug mit Reißverschluss ausgestattet. Es enthält verschiedene Schaumstoffschichten (in der Reihenfolge: VP2830, T2845, T2540), die für eine optimale Stabilisierung, Belüftung und Druckumverteilung sorgen.

2. Anwendung

Die Anti-Dekubitus-Schaummatratze ermöglicht dank ihres Designs einen ständigen Zugang zu Frischluft, was in Kombination mit der richtigen Druckverteilung und Anpassung der Matratze an den Körper die Bildung von Druckstellen verhindert und auch bei der Behandlung bereits gebildeter Druckstellen hilft.

3. Kontraindikationen für die Anwendung:

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht mit dem Bettrahmen übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer offenen Flamme oder auf einer heißen Oberfläche. Es kann den Benutzer ernsthaft verletzen und zu schweren Gesundheitsschäden führen.

4. Anmerkungen



Der Hersteller trägt keine Verantwortung für unsachgemäße Wartung des Produkts, Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und Missbrauch.

- Die Haut an der Verbindungsstelle sollte sauber sein.
- Es ist notwendig, den Zustand der Haut des Patienten regelmäßig zu überprüfen.
- Die Position der Benutzer sollte regelmäßig geändert werden, um die Bildung von Wunden/Wunden zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände und Geräte, die die Abdeckung beschädigen können.
- Die Matratze sollte auf die Größe des Bettes abgestimmt sein.
- Achten Sie auf eine hohe Hygiene des Matratzenbezugs: reinigen und/oder waschen.

Wenn das Produkt nicht mehr für den Gebrauch geeignet ist, sollte es entsorgt werden. Vor der Entsorgung sollte das Produkt gereinigt werden, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden.

Wenn es irgendwelche nachteiligen Symptome gibt, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben, melden Sie es dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer oder Patient wohnt.

5. Auspacken und Montieren

- Wenn Sie die Sendung mit der Matratze erhalten, öffnen Sie sie vorsichtig, um die Matratze nicht zu beschädigen.
- Legen Sie die Matratze auf eine ebene Fläche und warten Sie, bis alle während des Transports verursachten Verformungen in ihre ursprüngliche Form zurückkehren.
- Die Matratze sollte am Bett des Patienten angebracht werden, um ihre Funktionen voll auszufüllen.

6. Technische Daten

PARAMETER	TriMATE Care
Länge	200 cm
Breite	90 cm
Höhe	15 cm
Kapazität	160 kg

7. Reinigung und Wartung

- Waschen Sie die Schaumstoffmatratze nicht.
- Waschen Sie den Bezug nach dem Entfernen der Schaumeinlage in einem milden Reinigungsmittel bei Temperaturen bis zu 90°C.
- Die Abdeckung kann bei Temperaturen bis zu 120°C sterilisiert werden.
- Der Deckel kann mit bis zu 60% iger Alkohollösung desinfiziert werden.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel oder Chemikalien.
- Nicht chemisch reinigen.
- Verwenden Sie keine chlorhaltigen Chemikalien.
- Eine Trocknung im entfalteten Zustand wird empfohlen.
- Keine starken Verschmutzungen zulassen.

8. Lager- und Transportbedingungen.

Das Produkt sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

9. Garantiehinweise

Alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte unterliegen einer Garantie, deren Bedingungen in der auf unserer Website verfügbaren Garantiekarte beschrieben sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden sollte.

BESCHWERDEN UNTERLIEGEN NICHT:

- Mechanische Beschädigungen (Abschürfungen, Abrieb).
- Schäden aus natürlicher Nutzung.
- Defekte, die sich aus einer unsachgemäßen Dimensionierung der Matratze zum Bett ergeben.
- Defekte, die sich aus der Nichtbeachtung der Nutzungsbedingungen oder der Reinigungs- und Wartungsmethode ergeben.
- Verfärbung des Deckels.
- Bedienkomfort.

10. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
---	----------------	---	------------

	CHARGENNUMMER		Eindeutige Gerätekennungen
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Hinweis		Bitte lesen Sie die Anleitung
	Verbrauchsdatum		Zulässige Lagertemperatur
	Trocken lagern		Vor Sonnenlicht schützen
	Verpackung ist recycelbar		Die Verpackung sollte im Müll entsorgt werden
	Der Hersteller hat die Einhaltung der wesentlichen Anforderungen an Medizinprodukte überprüft.		



MED-MAT

Przemysław Cesarz

ul. Kochcicka 16/1

42-700 Lubliniec, Poland



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



03/2025 (I)