

BENUTZERHANDBUCH

Bettgitter

Artikelnummer: HandyGrip



1. Eigenschaften

Die Bettgitter sind aus strapazierfähigem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Sie verfügen über einen Schaumstoffgriff und eine Tasche für Kleinteile. Die Gitter werden mit Schrauben und einem Sicherheitsgurt geliefert, der dem Benutzer zusätzliche Stabilität und Komfort bietet.

Das Set enthält: Bettgitter mit Tasche, Schrauben, Sicherheitsgurt.

Bestandteile des Geländers:

- A. Griff
- B. Klappmechanismus
- C. Tasche für Gegenstände
- D. Unterer Rahmen
- E. Oberer Rahmen



2. Anwendung

Das Bettgitter dient als Stütze beim Aufstehen oder beim Wechsel von der Liege- in die Sitzposition im Bett. Das Gitter wird für Personen mit eingeschränkter Mobilität empfohlen, die dadurch bei der selbstständigen Bewältigung alltäglicher Aktivitäten beeinträchtigt sind. Das Bettgitter wird sowohl für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen als auch für den Heimgebrauch empfohlen.

3. Montage

Schritt 1. Nehmen Sie die Bettgitter aus dem Karton und klappen Sie sie auf, bis Sie ein Klicken hören.

Schritt 2. Setzen Sie den unteren Rahmen des Bettgitters auf das Bettgestell, wobei der obere Rahmen nach außen zeigen muss.

Für zusätzliche Sicherheit sollte das Bettgitter auf zwei Arten befestigt werden:

- Mit den im Set enthaltenen Schrauben: Setzen Sie den unteren Rahmen auf das Bettgestell und befestigen Sie ihn mit Schrauben und einem Schraubendreher.
- Im Set enthaltener Sicherheitsgurt: Setzen Sie den unteren Rahmen auf das Bettgestell und befestigen Sie ihn mit dem Gurt um das Bettgestell herum.

Schritt 3. Legen Sie die Matratze auf das Bett, sodass sie den unteren Rahmen des Seitengitters bedeckt.

Das Bettgitter ist nun einsatzbereit.

AUF- UND ZUSAMMENKLAPPEN

Das Seitengitter lässt sich zusammenklappen, was dem Benutzer bei Bedarf eine einfachere Lagerung oder einen leichteren Transport ermöglicht:

- Um das Seitengitter für den Transport zusammenzuklappen, greifen Sie den Klappmechanismus des Rahmens (B) und ziehen Sie ihn nach außen, um den oberen Rahmen des Seitengitters abzusenken.
- Um das Geländer aufzuklappen, greifen Sie den oberen Rahmen am Handgriff und klappen Sie ihn nach oben, bis

4. Technische Daten

Gesamthöhe	44 cm
Gesamtbreite	57 cm
Gesamttiefe	50 cm
Grifflänge	38 cm
Maße im zusammengeklappten Zustand	50 x 57 x 14,5 cm
Stärke des unteren Rahmenrohrs	1,2 cm
Gewicht	2,00 kg
Max. Tragkraft	136 kg

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Haftung für unsachgemäßen Gebrauch des Produkts, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und Missbrauch.

6. Pflege

Reinigen Sie den Rahmen und die Tasche regelmäßig mit einem feuchten Tuch, ohne Reinigungsmittel zu verwenden. Trocknen Sie sie gründlich ab. Hartnäckige Flecken auf der Tasche können mit einem Schwamm entfernt werden.

7. Lagerungs- und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.










8. Garantieinformationen

Alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte sind durch eine Garantie abgedeckt. Die Garantiebedingungen finden Sie in der Garantiekarte auf unserer Website. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bewahren Sie den Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) für eventuelle Garantieansprüche auf.

9. Vorkommnisse mit Medizinprodukten

Jedes schwerwiegende Vorkommnis im Zusammenhang mit einem Medizinprodukt muss dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates der Europäischen Union gemeldet werden, in dem der Benutzer oder Patient seinen Wohnsitz hat.

10. Etiketten

	Referenznummer		Referenznummer
	Chargennummer		Chargennummer
	Seriennummer		Seriennummer
	Hinweis		Hinweis
	Das Produkt erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der Europäischen Union für Medizinprodukte (MDR 2017/745).		

Unsere komplette Produktlinie ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.
Erfahren Sie mehr unter: www.timago.com. Vielen Dank, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



04/2026(I)