



Οδηγίες Χρήσης/ User Manual

REF: 0811955

ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, "ESTIA III"
LIFT CHAIR ELECTRICAL, "ESTIA III"



1. Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρικό καρέκλα ανύψωσης “ESTIA III” MOBIAK A.E. Το εγχειρίδιο προϊόντος είναι ένα σημαντικό έγγραφο που σας παρέχει πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τους τρόπους λειτουργίας και την υποστήριξη μετά την πώληση του προϊόντος.

- **Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει λειτουργίες, μεθόδους συναρμολόγησης.**
- **Μάθετε το προϊόν και εξασκηθείτε πριν γίνει κάποια εφαρμογή.**
- Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει για τα μοντέλα μας: **0811955**
- Δώστε αυτό το εγχειρίδιο για αναφορά όταν άλλα άτομα πρόκειται να χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν.
- Οι σχολιασμοί και οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά μέρη λόγω της βελτίωσης της ποιότητας ή της αλλαγής σχεδιασμού. Ελέγξτε το προσεκτικά
- Το προϊόν που έχετε στα χέρια σας πιθανόν να διαφέρει από αυτό στις ακόλουθες φωτογραφίες. Η διαδικασία της συναρμολόγησης είναι παρόμοια.
- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας εάν υπάρχει αμφιβολία ή απορία.
- Η ακατάλληλη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Η μη ασφαλής χρήση θα μπορούσε να βλάψει τον εαυτό σας και τους άλλους.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει μόνο 1 άτομο.
- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Η χρήση του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η MOBIAK A.E απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η MOBIAK A.E διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.
- Υπάρχει Πιθανότητα Απόκλισης των Διαστάσεων των Προϊόντων Εύρους $\pm 3\%$.
- Συνιστάται πάντα να ακολουθείτε τις διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
- Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του Ιατρού σας.

2. Προοριζόμενη Χρήση

Η τροχήλατη καρέκλα ανύψωσης «ESTIA III» προορίζεται για άτομα με ειδικές ανάγκες, ασθενείς και ηλικιωμένους καθώς και για άτομα με κινητικές δυσκολίες και περιορισμένη κινητική ικανότητα που χρειάζονται επιπλέον βοήθεια για να μετακινηθούν.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά του χρήστη από και προς το κρεβάτι, τη καρέκλα ή/και την τουαλέτα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ως καρέκλα μεταφοράς, ως κάθισμα τουαλέτας, και ως ανυψωτικό λεκάνης.

Η τροχήλατη καρέκλα ανύψωσης είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και η ταχύτητα μεταφοράς είναι ≤ 3 km/h.

3. Παρουσίαση Του Προϊόντος.

3.1. Χαρακτηριστικά και λειτουργίες του προϊόντος

Το μεγάλο άνοιγμα 180°. Διευκολύνει την μεταφορά του χρήστη. Αυτό σας επιτρέπει να μετακινείτε πολύ άνετα το χρήστη σηκώνοντάς τον απαλά από το κρεβάτι, από την καρέκλα ή τον καναπέ.

Ηλεκτρικά Ρυθμιζόμενο ύψος. Το ύψος του προϊόντος μπορεί να ρυθμιστεί με το ενσωματωμένο ηλεκτρικό μηχανισμό, έτσι ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να σηκωθεί από αυτήν. Αυτό επίσης διευκολύνει και τον συνοδό γιατί δεν καταβάλλει μεγάλη σωματική δύναμη.

Ασφαλές και εύκολο στην χρήση. Οι τροχοί με φρένο, ο μοχλός ασφάλισης και η ζώνη στο πίσω μέρος της πλάτης, οι αναδιπλούμενες λαβές ώθησης, το προαφαιρούμενο μαξιλάρι καθίσματος και το προαφαιρούμενο δοχείο κάνουν το προϊόν ασφαλές και εύκολο στη χρήση.

Βελτίωση του τρόπου ζωής. Η ευκολία μεταφοράς του χρήστη για τις καθημερινές ανάγκες και η διευκόλυνση στην τουαλέτα του βοηθάει στην τόνωση της ψυχολογίας του.

Άνεση. Το μαξιλάρι του καθίσματος με την επένδυση του παρέχει άνεση και επιτρέπει για μεγάλο χρονικό διάστημα να μείνετε καθισμένοι. Περιλαμβάνει προστατευτικό κάλυμμα που πλένεται και αφαιρείται εύκολα.

Το μέγιστο φορτίο είναι 120kg, κατάλληλο για άτομα με διάφορους σωματότυπους.


Επίπεδο υδατοστεγανότητας IP25. Το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει χαρακτηριστεί με IP25 (2: Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 12mm. & 5: Προστασία από εκτοξευόμενο νερό χαμηλής πίεσης από οποιαδήποτε κατεύθυνση.)

Εύκολη αποθήκευση. Ο σχεδιασμός με το αποσπώμενο τμήμα του καθίσματος και τη αναδιπλούμενη βάση του προϊόντος βοηθάει στην εύκολη αποθήκευση εάν δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσετε.

3.2. Περιεχόμενα συσκευασίας

Στην συσκευασία περιέχονται, ο κύριος σκελετος x1, το δεξί τμήμα του καθίσματος x1, το αριστερό τμήμα του καθίσματος x1, οι μπροστινοί τροχοί x1, το Δοχείο x1, η βάση για το Δοχείο x1, το Μαξιλάρι Καθίσματος x1, οι οδηγίες χρήσης x1, το τηλεχειριστήριο x1, ο φορτιστής με το καλώδιο ρεύματος x1 και το kit εργαλείων x1.

3.3. Επιμέρους στοιχεία & Δομή του προϊόντος



3.4. Χαρακτηριστικά & Διαστάσεις

Κωδικός Μοντέλου	0811955
Σκελετός	Αλουμινίου
Σκελετός	Πτυσσόμενος & το τμήμα του Καθίσματος είναι Αποσπώμενο
Υλικό Πλάτης & Βραχιόνων	ABS
Υλικό Καθίσματος	Ατσάλινο, με σωλήνες υψηλής αντοχής περιμετρικά
Μαξιλάρι Καθίσματος	Διαθέτει, Προαφαιρούμενο με δυνατότητα πλυσίματος του καλύμματος του
Πίσω Τροχοί	3". Με Φρένο & Δυνατότητα Περιστροφής 360°
Μπροστά Τροχοί	5", Με Φρένο
Φρένα	Στους μπροστά & πίσω τροχούς
Υποπόδιο	Σταθερό Ποδοστήριγμα (Πλατφόρμα)
Ελάχιστη Ακτίνα Περιστροφής	77 cm
Με Ηλεκτρικό Σύστημα Ανύψωσης	Το Ηλεκτρικό Σύστημα Ανύψωσης Ελέγχει Την Ανύψωση Της Βάσης Του Καθίσματος Από το Κάθετο Τμήμα Του Σκελετού Του Προϊόντος.
Θόρυβος	≤ 65 dB
Μπαταρία	Λιθίου 1 Τεμ X 24V X 4 AH (βρίσκεται μέσα στο σκελετό)
Διάρκεια Μπαταρίας	Μετά από πλήρη φόρτιση, με νέα μπαταρία και 120 κιλά χρήστη υπολογίζεται για 130 φορές Ανύψωση & Κατέβασμα. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται στους 800 κύκλους φόρτισης.
Παροχή Ρεύματος	IN: 220V AC, 50Hz, 30W / OUT: 24V-29.4/1A
Επίπεδο Υδατοστεγανότητας	IP25
Μέγιστο Φορτίο	120 Kg
Συνολικό βάρος (χωρίς το μαξιλάρι)	23 Kg

0811955	48 cm	46cm	40cm	37 cm	57 cm	73 cm	87-115cm	46-74cm	3"5"	120kg	23kg

3.5. Γενικές προειδοποιήσεις ασφάλειας (διαβάστε προσεκτικά)

- Να φυλάσσεται το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.
- Εάν δεν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν ή κάποιο άλλο διαθέσιμο εξάρτημα.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ελέγξτε όλα τα ηλεκτρικά και μη εξαρτήματα, αν έχουν συνδεθεί με ασφάλεια και σταθερότητα.
- Σε καμία περίπτωση ΜΗΝ αποσυνδέετε, κόβετε ή τροποποιείτε τα μέρη της καλωδίωσης που έχουν εγκατασταθεί ή συνδεθεί στο προϊόν.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες που δεν είναι κατάλληλες.
- Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία και αυτές που είναι πάνω στον φορτιστή.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ή οποιονδήποτε διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, εάν δεν έχετε πρώτα διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Εάν αδυνατείτε να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή το τεχνικό προσωπικό πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τα παιδιά είναι κοντά και ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Να μην υπερβαίνετε το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
- Μην καπνίζετε & μην κάνετε οποιαδήποτε χρήση φλόγας κοντά στο προϊόν.
- Απαιτείται πάντα ιδιαίτερη προσοχή εκεί που υπάρχουν κινούμενα μέρη που μπορούν να προκαλέσουν παγίδευση των άκρων και τραυματισμούς
- Μην επιχειρήσετε να σηκώσετε το προϊόν από οποιοδήποτε συναρμολογούμενο μέρος.
- Σε περίπτωση χρήσης σε επικλινές έδαφος, και οι τέσσερις τροχοί πρέπει να είναι κλειδωμένοι.
- Αυξήστε την προσοχή όταν το προϊόν χρησιμοποιείτε σε χαλιά, υγρές ή ολισθηρές επιφάνειες.
- Το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει χαρακτηριστεί με βαθμό προστασίας **IP25**

2: Προστασία από στερεά αντικείμενα μεγαλύτερα από 12mm

5: Προστασία από εκτοξευόμενο νερό χαμηλής πίεσης από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Αν και η καρέκλα προσφέρει κάποια αδιάβροχη προστασία, δεν συνιστάται για πλήρη χρήση σε ντους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον με επαφή με εκτοξευόμενο νερό, αλλά πρέπει να αποφευχθεί η έκθεση σε άμεσο ή βυθισμένο νερό.

- Ποτέ μην φορτίζετε την μπαταρία ενώ το προϊόν είναι ακόμα βρεγμένο, κατά τη διάρκεια ή μετά το ντους.
- Μην αγγίζετε το βύσμα τροφοδοσίας του φορτιστή με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά πριν τη φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένους φορτιστές και επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα σε περίπτωση που έχει συμβεί.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σκάλες (κυλιόμενες ή μη). Σε περίπτωση που υπάρχουν, μην μεταφέρεται τον χρήστη μαζί με το προϊόν. Όταν ανεβαίνει ή κατεβαίνει τις σκάλες, ο χειριστής δεν πρέπει να μετακινεί τον χρήστη μαζί με το προϊόν.
- Σε περίπτωση επιδιόρθωσης χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Χρησιμοποιείτε πάντα εξαρτήματα ή προσαρμογείς εγκεκριμένα από τη MOBIAK.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω απαιτήσεις, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή να προκύψουν βλάβες.

3.6. Πριν τη Χρήση και λοιπές οδηγίες.

- Η τροχήλατη καρέκλα ανύψωσης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους, σε επίπεδη μη ολισθηρή επιφάνεια για να διασφαλιστεί η σταθερότητα.
- Η χρήση πρέπει πάντα να γίνεται υπό την επίβλεψη μέλους της οικογένειας, νοσηλευτικού προσωπικού ή συνοδού.
- Όταν ο χρήστης κάθεται ή σηκώνεται από την τροχήλατη καρέκλα ανύψωσης χωρίς βοήθεια προϋποθέτει και την ανάλογη δύναμη και κινητικότητα στο πάνω μέρος του σώματος.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι συναρμολογημένο σωστά, η βάση βρίσκεται σε πλήρη έκταση & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση, το κάθισμα έχει κουμπώσει καλά και το δοχείο, εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, είναι σωστά τοποθετημένο στην κατάλληλη υποδοχή.
- Οι τροχοί είναι καλά στερεωμένοι.
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό.
- Κατά τη ρύθμιση του ύψους του καθίσματος, ο μπροστινός τροχός πρέπει να είναι κλειδωμένος. Ο χειριστής χρησιμοποιεί τον ηλεκτρικό διακόπτη για να ελέγξει το ύψος.
- Προσαρμόστε το κατάλληλο ύψος και βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο του καθίσματος και στις δύο πλευρές παραμένει στο ίδιο ύψος.
- Όταν ο χρήστης κάθεται ή σηκώνεται από την τροχήλατη καρέκλα ανύψωσης, βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι ασφαλισμένοι.
- Όταν ο χρήστης κάθεται ή σηκώνεται από την τροχήλατη καρέκλα ανύψωσης δεν πρέπει να στέκεται στο σκελετό καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανατροπής. Ο χρήστης πρέπει κατά αυτήν την διαδικασία να στέκεται στο έδαφος.
- Όταν χρησιμοποιείτε την τροχήλατη καρέκλα ανύψωσης, με τον χρήστη πάνω, και πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το κλείδωμα ασφαλείας πλάτης και η ζώνη ασφαλείας είναι κλειδωμένα.
- Ενώ χρησιμοποιείτε την καρέκλα, μην μαζέψετε αντικείμενα στο έδαφος.
- Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε πρέπει να ασκείτε κάθετη δύναμη στις λαβές, ώστε η τροχήλατη καρέκλα ανύψωσης να μένει ακίνητη και να μη γλιστρά.
- Όταν σηκώνεστε πρέπει να στηρίζετε και στις δύο χειρολαβές ισομερώς. Στήριξη μόνο στο ένα χέρι (και χωρίς συνοδό) μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυματισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :

Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική καρέκλα ανύψωσης, στο ντουζ, πριν εισέλθετε στον χώρο, πάντα να απενεργοποιείτε τον κεντρικό ON/OFF διακόπτη και πάντα να καλύπτετε την υποδοχή φόρτισης με το ειδικό κάλυμμα.




Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω απαιτήσεις, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή να προκύψουν βλάβες.

4. Οδηγίες συναρμολόγησης, φόρτισης και χειρισμού.


4.1. Οδηγίες συναρμολόγησης

1. Βγάλτε το κύριο σώμα της καρέκλας μεταφοράς από το χαρτοκιβώτιο, τραβήξτε τους δύο πείρους Φ8 «D» από τις αντίστοιχες πλευρές της βάσης, στη συνέχεια και από τις δύο πλευρές τοποθετήστε προς τα κάτω τα πόδια της βάσης στην κατάλληλη θέση, τοποθετήστε ξανά τους πείρους για να στερεωθεί.





2. Μετακινήστε την αριστερή και τη δεξιά λαβή ώθησης στη θέση χρήσης.

3. Τοποθετήστε το δεξιό τμήμα του καθίσματος ακριβώς πάνω από τις υποδοχές που βρίσκονται στον δεξιό σωλήνα του σκελετού. Οι οπές είναι ευθυγραμμισμένες, οπότε πρέπει να ευθυγραμμίσετε και το τμήμα. Πιέστε προς τα κάτω και κρατήστε πατημένο τον άξονα ταχείας απελευθέρωσης του δεξιού τμήματος μέχρι να κουμπώσει στη θέση του. (Χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο για να το άλλο τμήμα του καθίσματος)



4. Η βάση του καθίσματος δεν είναι εμφανώς χαλαρή και μπορεί να περιστρέφει με ευελιξία.


5. Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το δοχείο, πρώτα τοποθετήστε το στήριγμα του δοχείου στις οπές στερέωσης του, που είναι στους κάθετους σωλήνες του σκελετού και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δοχείο από πίσω.



6. Το ασύρματο χειριστήριο είναι κρεμασμένο στις οπές της πλαϊνής πλάκας του αριστερού ή του δεξιού βραχίονα καθίσματος.

4.2. Οδηγίες Φόρτισης.

1. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή που παρέχεται με την συσκευασία έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση.
2. Ανοίξτε το αδιάβροχο κάλυμμα της βάσης φόρτισης και πρώτα εισάγετε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που είναι πάνω στο προϊόν και μετά το βύσμα ρεύματος, που είναι στο άλλο άκρο του φορτιστή, στην πρίζα
3. Κατά τη διαδικασία φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία στον φορτιστή είναι πορτοκαλί και όταν η λυχνία ανάψει πράσινη, σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Όταν φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας του φορτιστή και το βύσμα φόρτισης και **κλείστε το αδιάβροχο κάλυμμα.**
4. Αποθηκεύστε το φορτιστή σε ασφαλές μέρος για να είναι διαθέσιμος για μελλοντική χρήση, και να απενεργοποιείτε το προϊόν, όταν δεν το χρησιμοποιείτε για εξοικονόμηση ενέργειας.
5. Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από την υπολειπόμενη ισχύ στη μπαταρία και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 12 ώρες. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ απαιτείται φόρτιση μπαταρίας για 4-6 ώρες έτσι ώστε να είναι πλήρως φορτισμένη.
6. Κατά τη φόρτιση του προϊόντος, και για την αποφυγή κινδύνου, το προϊόν πρέπει να είναι απενεργοποιημένο (η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη λειτουργίας είναι σβηστή).
7. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται σε 800 κύκλους φόρτισης. Όταν η μπαταρία δεν λειτουργεί άλλο, αγοράστε μια νέα μπαταρία και αντικαταστήστε την όπως απαιτείται ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για αντικατάσταση. Απορρίψτε την παλιά μπαταρία σε έναν εξειδικευμένο χώρο ανακύκλωσης.




4.3. Παρουσίαση σύστημα ελέγχου και χειριστηρίου

1. Για το σύστημα ελέγχου οι λειτουργίες είναι οι παρακάτω:



2. Για το χειριστήριο: το Κουμπί A είναι το αντίστοιχο κουμπί ανύψωσης και το κουμπί B είναι το αντίστοιχο κουμπί για το κατέβασμα.



3. Η σύνδεση μεταξύ του συστήματος ελέγχου και του τηλεχειριστηρίου θα γίνει αυτόματα.

Ένδειξη Μπαταρίας	Φωτεινή ένδειξη	Σημείωση
Πλήρες (3 φωτεινές ενδείξεις)	Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο, όλα τα φώτα είναι αναμμένα	
2 φωτεινές ενδείξεις	Κίτρινο, Κόκκινο. Το Πράσινο δεν ανάβει.	
1 φωτεινή ένδειξη	Κόκκινο, Το Πράσινο και το Κίτρινο δεν ανάβουν	Συνιστάται η φόρτιση
Απαγορεύεται η χρήση	Το κόκκινο αναβοσβήνει ακούγεται ηχητικό σήμα	Αναγκαστική φόρτιση

Σημείωση : εάν εισάγεται τον φορτιστή σε κατάσταση ενεργοποίησης (ON), οι κόκκινες, κίτρινες και πράσινες λυχνίες θα ανάψουν διαδοχικά. Όταν και τα τρία φώτα είναι αναμμένα, η φόρτιση είναι πλήρης.

4.4. Οδηγίες χειρισμού.

1. Αφήστε τον χρήστη να καθίσει με ίσια πλάτη, ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας (η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη να είναι αναμμένη), ο χειριστής πατάει το κουμπί ανύψωσης ή το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσει το ύψος της καρέκλας. Ρυθμίστε το ύψος της καρέκλας έτσι ώστε η κάτω επιφάνεια του καθίσματος της να είναι ελαφρώς υψηλότερη από το επίπεδο του βρίσκετε ο χρήστης.
2. Ανοίξτε το τμήμα του καθίσματος και από τις δύο πλευρές, και μετακινήστε το μπροστά από τον χρήστη, ρυθμίστε τη καρέκλας ανύψωσης έτσι ώστε το κέντρο βάρους του σώματος του χρήστη να βρίσκεται στο κέντρο του πλαισίου του καθίσματος και ρυθμίστε το ύψος του καθίσματος ξανά έτσι ώστε το κάτω μέρος του πλαισίου του καθίσματος να αγγίζει ελαφρά το επίπεδο του καθίσματος του χρήστη
3. Κλειδώστε το φρένο του μπροστινού τροχού, σηκώστε το πόδι του χρήστη και τοποθετήστε το στο υποπόδιο. Αφήστε τον χρήστη να γύρει ελαφρώς το σώμα του προς τα αριστερά και προς τα δεξιά και ταυτόχρονα, ο χειριστής περιστρέφει το αντίστοιχο πλαϊνό πλαίσιο καθίσματος (αριστερό ή δεξί αντίστοιχα), επιτρέποντας στον χρήστη να κάθεται στο αριστερό και το δεξί πλαίσιο του καθίσματος της καρέκλας ανύψωσης.
4. Όταν ο χρήστης κάθεται πλήρως στο κάθισμα της καρέκλας ανύψωσης, και το αριστερό και το δεξί τμήμα του καθίσματος είναι πλήρως κλειστό, χειριστής πρέπει να κλειδώσει το μοχλό ασφάλισης και τη ζώνη ασφάλειας που είναι στην πλάτη.
5. Τότε ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει την στάση του έτσι ώστε να είναι άνετα και να τοποθετήσει τα χέρια του στα υποβραχιόνια.
6. Ο χειριστής ελέγχει την απόσταση μεταξύ της κάτω επιφάνειας του καθίσματος της και τις επιφάνειας που καθόταν πριν ο χρήστης, ανυψώνει το πλαίσιο κατά 2-3 cm, απελευθερώνει το φρένο του μπροστινού τροχού και απομακρύνει αργά την καρέκλα από το σημείο χρησιμοποιώντας τις λαβές ώθησης.
7. Ο χειριστής χρησιμοποιεί τις λαβές ώθησης για να πάει την χρήστη στο επιθυμητό μέρος.
8. Ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία για μεταφέρεται τον χρήστη από το προϊόν στην καρέκλα, στο κρεβάτι ή στον καναπέ.

5. Συνθήκες Φύλαξης και Μεταφοράς

Το προϊόν θα πρέπει να φυλάσσεται και να μεταφέρεται συσκευασμένο με τις παρακάτω συνθήκες

- Εύρος θερμοκρασίας : $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$.
- Εύρος σχετική υγρασίας: 25% ~ 95%.
- Εύρος ατμοσφαιρική πίεσης πρέπει να είναι 86~106 kPa.

Για την φύλαξη το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος και δεν πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία και γρήγορες αλλαγές θερμοκρασίας. το προϊόν πρέπει να είναι απομονωμένο από χημικά και διαβρωτικές ουσίες.

- Κατά τη μεταφορά, χειριστείτε το προϊόν με προσοχή.
- Όταν είναι συσκευασμένο, το μέγιστο ύψος της στοίβας είναι τρεις στρώσεις.
- ΜΗΝ φυλάσσετε το προϊόν σε τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας ή υφίστανται άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Εάν χρειάζεται να το αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας αφού φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία.
- Εάν το προϊόν έχει παραμείνει αποθηκευμένο για περισσότερο από έναν μήνα, φορτίστε πλήρως τη μπαταρία και έπειτα, χρησιμοποιήστε το ή συνεχίστε την αποθήκευση. Δηλαδή να ελέγχεται το επίπεδο και την υγεία της μπαταρίας κάθε μήνα.
- Μετά από μακροχρόνια αποθήκευση, όλες οι μπαταρίες στον πρώτο κύκλο φόρτισης παρέχουν χαμηλότερη χωρητικότητα από την ονομαστική. Η πλήρης χωρητικότητα μπορεί να επιτευχθεί μετά από αρκετούς κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης, συνήθως τουλάχιστον 3 κύκλους.

6. Συντήρηση

Ο περιοδικός έλεγχος του προϊόντος, γίνεται με σκοπό να επιβεβαιώσει την σωστή λειτουργία του ως βοήθημα και πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

- Ελέγξτε την κατάσταση του δοχείου για τυχόν σπασίματα, ραγίσματα και διαρροές.
- Ελέγξτε τις βίδες του σκελετού. Σε περίπτωση που κάποια βρεθεί χαλαρή παρακαλούμε να τη σφίξετε.
- Ελέγξτε τα πλαστικά μέρη και τον σκελετό του προϊόντος για τυχόν χαλαρότητα, ραγίσματα ή σπασίματα.
- Ελέγξτε την σταθερότητα του προϊόντος.
- Ελέγξτε τα φρένα των τροχών και επιβεβαιώστε τη λειτουργία τους.
- Ελέγξτε τη φθορά των μπροστινών και των πίσω τροχών.
- Σε περίπτωση επισκευής, χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

7. Καθαρισμός

- Ο χρήστης ή ο συνοδός του προϊόντος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό, την επιθεώρηση και τη συντήρηση.
- Εκτός από τη συντήρηση και τον έλεγχο, μπορεί να γίνει γενικός καθαρισμός τόσο του πλαισίου όσο και της ταπετσαρίας.
- ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν βρεγμένο ή λερωμένο με σκόνη ή λάσπη.
- Το πλαίσιο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Σας συνιστούμε να καθαρίζετε το σκελετό και το κάθισμα με ένα ήπιο απορρυπαντικό. Για δική σας ευκολία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μπουκάλι ψεκασμού αφού προσθέσετε το διάλυμα. Ψεκάστε το προϊόν και στη συνέχεια καθαρίστε με σφουγγάρι..

- Χρησιμοποιείτε ένα καθαρό και μαλακό πανί για να σκουπίζετε την επιφάνεια του προϊόντος.
- Ο καθαρισμός του δοχείου πρέπει να πραγματοποιείτε αμέσως μετά τη χρήση. Αρχικά, ξεπλύνετε με άφθονο, χλιαρό νερό. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί εμποτισμένο σε ένα ήπιο απορρυπαντικό ή αντισηπτικό διάλυμα. Σκουπίστε με ένα καθαρό μαλακό πανί
- Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό.
- Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην κάνετε χρήση όξινων ή καυστικών διαλυμάτων.
- Το κάλυμμα του μαξιλαριού αφαιρείται και πλένεται στο χέρι σε κρύο νερό.

8. Προστασία Περιβάλλοντος



Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας τον άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.
- 4) Τα ηλεκτρικά προϊόντα λόγω των δομικών υλικών τους, εάν δεν απορριφθούν σωστά, μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικούς και επιπλέον κινδύνους για την υγεία.

9. Αναφορά Συμβάντος:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

10. Δήλωση Συμμόρφωσης

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

11. Όροι Εγγύησης

Το προϊόν, από την ημερομηνία αγοράς, φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια για τον κύριο σκελετό και έξι (6) μήνες για την μπαταρία.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθιρόμενα μέρη όπως την ταπετσαρία, τον τροχό, το ελαστικό του τροχού, τη ζώνη ασφαλείας, υποπόδια ή φρένα και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασμα του χρόνου.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται) & εταιρίες μεταφορών.

Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατάστημα λιανικής.

Όταν υποβάλλετε αίτημα για κάλυψη εντός εγγύησης, να προσκομίζετε έγκυρη απόδειξη αγοράς και τη φόρμα εγγύησης συμπληρωμένη, με φωτογραφία τον σειριακό αριθμό του προϊόντος και φωτογραφία ή βίντεο το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν μπορεί να προσκομίσει τα παραπάνω έγγραφα, εάν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το προϊόν ή το εξάρτημα εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης, ενδέχεται να μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα του χρήστη για κάλυψη στο πλαίσιο της εγγύησης, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:	
ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:	
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:	
LOT:	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΙΡΙΟΥ ΧΑΝΙΑ - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



12. Αποποίηση ευθυνών

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου προϊόντος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της MOBIAK A.E. (εφεξής «Εταιρεία») και τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται από την Εταιρεία. Χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, κανείς δεν επιτρέπεται να αντιγράψει, να εξαγάγει ή να μεταφράσει σε άλλες γλώσσες το εγχειρίδιο ή οποιοδήποτε περιεχόμενο περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε μορφή. Η Εταιρεία συντάσσει προσεκτικά το εγχειρίδιο προϊόντος με αίσθημα ευθύνης για τους χρήστες, αλλά δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ορθότητα του περιεχομένου του. Το εγχειρίδιο προϊόντος, ως αμιγώς τεχνικό έγγραφο, δεν περιλαμβάνει σιωπηρό περιεχόμενο ή περιεχόμενο με πλάγια αναφορά σε τρίτους. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη που ενδεχομένως να προκαλέσουν ασάφειες. Σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης απώλειας πληροφοριών ή διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω του εγχειριδίου προϊόντος ή των πληροφοριών για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτό, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Κατά τη χρήση όλων των προϊόντων της MOBIAK A.E. οι χρήστες πρέπει να ακολουθούν αυστηρά το εγχειρίδιο προϊόντος και τις οδηγίες χρήσης που διατίθενται στον επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας (www.mobiakcare.com) για τον χειρισμό του εξοπλισμού και να μην παραβιάζουν οποιαδήποτε προειδοποίηση επισημαίνεται στο εγχειρίδιο προϊόντος κατά τη χρήση του εξοπλισμού. Σε περίπτωση τραυματισμού των χρηστών ή άλλων ατόμων, ή υλικών ζημιών που οφείλονται στον χειρισμό του εξοπλισμού χωρίς τήρηση των οδηγιών χρήσης ή στην παραβίαση των προειδοποιήσεων που επισημαίνονται στο εγχειρίδιο προϊόντος, τα εν λόγω άτομα φέρουν τις αντίστοιχες νομικές ευθύνες.

Καθώς η Εταιρεία συνεχίζει να βελτιώνει και να ενημερώνει τα προϊόντα της, είναι απαραίτητο να συνδέεστε τακτικά στον επίσημο ιστότοπό της για να ανατρέχετε στις πιο ενημερωμένες οδηγίες και συνθήκες χρήσης ή να επικοινωνείτε με τον διανομέα για το πιο πρόσφατο εγχειρίδιο χρήσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης του εγχειριδίου προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της τελικής ερμηνείας



MOBIAK S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή. Medical Device.		Σήμα συμμόρφωσης CE. CE Mark.
	Κατασκευαστής. Manufacturer.		Ημερομηνία Παραγωγής. Production Date.
	Κωδικός Προϊόντος. Product Number.		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης. Read the instruction for use.
	Σειριακός Αριθμός. Serial Number.		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο. Do not use if Package is Damage.
	Αριθμός Παρτίδας. Batch Number.		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά. Right Way Up.
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος. Unique Device Identification.		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια. Keep away from sunlight.
	Διατηρήστε Στεγνό. Keep Dry.		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια. Stacking Height.
	Χειριστείτε με προσοχή. Handle With Care.		Εύθραυστο. Fragile.
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο. In Door Use Only.		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων. Waste Electrical and Electronic Equipment Directive.

1. Introduction

We would like to thank you for choosing the MOBIAK S.A. Electric Lift Chair "ESTIA III". The product User Manual is an important document that provides you information on the technical characteristics, operating modes, and after-sales support of the product.

- **Please read this user manual carefully before using the product This manual contains specifications, functions & assembly methods of the product.**
- **Learn the product and practice before you will use it.**
- This manual applies to our models: **0811955.**
- Please provide this manual for reference when other people are going to use this product.
- The annotations and illustrations in this manual might be slightly different with the real parts due to quality improvement or changing design. Please check it carefully.
- The product you have in your hands may differ from the one in the following photos. The assembly process is similar.
- Contact with your dealer if there is any ambiguity or question.
- Improper use of any product may lead to injury. Unsafe use could harm yourselves and others.
- This product is designed to transport 1 person only.
- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact with the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual.
- MOBIAK S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product.
- MOBIAK S.A reserves the right to change the information contained in this document without previous notice.
- There is a $\pm 3\%$. Deviation for the Dimensions of the Products.
- It is always recommended that you follow the procedures designed to deal with emergency situations.
- Always follow your doctor's instructions.

2. Intended Use

The Electrical Lift Chair "ESTIA III" is intended for disabled, sick, and elderly as well as people with mobility difficulties or people with disabilities and limited mobility who need extra assistance for transfer.

It can be used to transport the user to and from bed, chair and/or toilet.

It can be used as a transport chair, as a toilet seat, and as a toilet raised seat.

The Electrical Lift Chair "ESTIA III is suitable for indoor use and the transport speed is ≤ 3 km/h.

3. Product Introduction

3.1. Features and functions of the product

The large opening 180°. Facilitates the transport of the user. This allows you to move the user very comfortably by gently lifting the user from the bed, chair, or sofa.

Electrically Adjustable height. The height of the product can be adjusted with the built-in electric mechanism, so it can be adjusted to any surface without the user get up from it. This also makes it easier for the attendant because it does not require much physical effort.

Safe and easy to use. The wheels with brake, the locking lever and belt on the back, the folding push handles, the removable seat cushion, and the removable commode make the product safe and easy to use.

Improving lifestyle. The ease of transport for the user's daily needs and the convenience of using the toilet, helps to boost the user's psychology.

Comfort. The removable padded seat cushion provides comfort and allows you to sit for longer period of time. Includes a protective cover that is easily removable and washable.

The maximum load is 120kg, suitable for people with various body types.


IP grade IP25. The product has been tested and is rated as IP25.(2: Protection against solid objects larger than 12mm. & 5: Protection against low pressure water jets from any direction.).

Easy storage. The design with the detachable seat part and the foldable base of the product helps to store it easily when you don't need to use it.

3.2. Package Contents

The package contains the main frame x1, the right part of the seat x1, the left part of the seat x1, the front wheels x1, the commode x1, the base for the commode x1, the seat cushion x1, the instructions for use x1, the remote control x1, the charger with the power cable x1 and tool kit x1.

3.3. Details & Structure of the product



- Power switch Button, ON/OFF
- Button for Lifting
- Button for Lowering
- Battery Display

Specifications

Model Reference Number	0811955
Frame	Aluminum
Frame	Foldable & the Seat Section is Detachable
Backrest and Armrest Material	ABS
Seat Material	Steel, welded around with high- strength tubes
Seat Cushion	It has, Removable with washable cover
Rear Wheels	3". With brake & 360° rotation capability
Front Wheels	5", With brake
Brake	On the front & rear wheels
Footrest	Fixed Footplate (Platform)
Minimum radius	77 Cm
With Electric Lifting System	The electric lifting system controls the lifting of the seat base from the vertical part of the frame.
Noise	≤ 65 dB
Battery	Lithium 1 pc X 24V X 4 AH (battery pack is hidden in bottom tube)
Duration Of Battery	After full Charge, with a new battery and 120kg user is estimated for 130 times Lifting & Lowering. Battery life is estimated at 800 charge cycles.
Power Supply	IN: 220V AC, 50Hz, 30W / OUT: 24V-29.4/1A
IP grade	IP25
Max Load	120 Kg
Net weight (Without the seat cushion)	23 Kg

												
0811955	48 cm	46cm	40cm	37 cm	57 cm	73 cm	87-115cm	46-74cm	3"5"	120kg	23kg	

3.4. General safety warnings (read carefully)

- Keep this manual for future reference.
 - If you don't read this user manual, it is preferable not to use this product or another available part.
 - Before using the product, check all components, electrical and non, if they are connected safely and securely.
 - Under no circumstances DO NOT disconnect, cut or modify the parts of the wiring installed or connected to the product.
 - DO NOT use other batteries that are not suitable.
 - Before installation, read the information for battery pack and on battery charger.
 - DO NOT use this product or any available optional equipment unless you have first read and fully understand this user manual.
 - If you don't understand the usage or the precautions, please contact with the dealer or the proper technical person before you use the product because may be caused damage.
 - Be careful when children are nearby and DO NOT allow children play with the product.
 - Do not exceed the maximum load capacity.
 - Do not smoke & do not use any flame near the product.
 - Special care is always required where there are moving parts that can cause limb entrapment and injury.
 - Do not attempt to lift the wheelchair by any removable parts.
 - If used on sloping ground, all four wheels must be locked.
 - Increase your caution when using the product on carpets, wet or slippery surfaces.
 - The product has been tested and rated with an **IP25** protection level:
 - 2:** Protection against solid objects larger than 12mm
 - 5:** Protection against low-pressure water jets from any direction
- Although the chair offers some waterproof protection, **it is not recommended for full use in the shower**. It can be used in an environment with exposure to water jets, but direct or submerged water exposure should be avoided.
- Never charge the battery while the product is still wet, during or after the shower.
 - Do not touch the power connector of charger with wet hands to avoid the risk of electric shock.
 - Check if the power cable whether is damaged before charging. Do not use damaged chargers and contact your local distributor if this has occurred.
 - Do not use the product on stairs (escalators or not). If there are, do not carry the user with the product. When going up or down stairs, the operator should not move the user along with the product.
 - In case of repair use only original spare parts. Always use MOBIAK approved parts or adapters.

In case of non-Compliance of the above requirements, there may be unexpected injuries or damages.

3.5. Instructions Before Use and Other.

- The Electrical Lift Chair "ESTIA III" should only be used indoors on a flat, non-slippery surface to ensure stability.
- Use should always be under the supervision of a family member, nurse, or caregiver.
- When the user sits or stands up from the product without assistance, it requires the corresponding strength and mobility in the upper part of the body.
- Ensure that it is assembled correctly, the base is fully extended & secured in that position, the seat is on its position securely and the container, if need to be used, is correctly positioned in the appropriate socket.
- The wheels are well fixed.
- There are no cracks or breaks in the frame.
- When adjusting the seat height, the front wheel must be locked. The operator uses the electric switch to control the height.
- Adjust to the appropriate height and ensure that the seat frame on both sides remains at the same level.
- When the user sits or stands up from the product, make sure the wheels are locked.
- When the user is sitting or standing up from the product, the user should not stand on the frame as there is a high risk of tip over. The user must stand on the ground during this procedure.
- When using the Lift Chair, with the user on, and before you start the transfer, make sure that the back safety lever and the back safety belt are locked.
- While using the chair, do not pick up objects on the ground.
- When sitting or standing up, you must push down on the handles so that the wheeled lifting chair remains stationary and does not slip.
- When sitting or standing up, vertical force must be applied to the handles so that the Lift Chair with wheels remains stationary and does not slip.
- When standing up, you must use both handles equally. If you are using only one hand (and without a companion) can cause damage or injury.



WARNING :

When using the electrical lift wheelchair, in the shower, before entering the area, always turn off the central ON/OFF switch and always cover the charging socket with the special cover.





In case of non-Compliance of the above requirements, there may be unexpected injuries or damages.

4. Assembly, charging and handling Instructions.


4.1. Assembly Instructions.

1. Take the main frame of the product out of the carton, pull the two $\Phi 8$ "D" pins from the corresponding sides of the base, then from both sides pull down the legs of the base in the appropriate position, reinsert the pins to stabilize it.





2. Move the left and right handles up to the use position.

3. Place the right seat section directly over the slots on the right frame tube. the holes are aligned, so you need to align the part as well. Press down and hold the quick release pin on the right section until it snaps into place. (use the same method to the other part of the seat)



4. After installation and debugging, the seat frame is not obviously loose and can be rotate flexible.


5. If need to use the commode, first install the commode support into the mounting holes of the two uprights, and then install the commode from the rear.



6. The wireless remote control is hung on the side plate holes of the left or right seat brackets.

4.2. Charging Instructions.

1. You must use the charger provided in the package to ensure safe use.
2. Open the waterproof cover of the charging base and first insert the charger plug into the socket on the product and then the power cord, which is at the other end of the charger, into the power plug.
3. During the charging process, the indicator light on the charger is orange, and when the indicator light turns green, it means that the battery is fully charged. When fully charged, unplug the charger from the power plug and the charging base and **close the waterproof cover**.
4. Store the charger in a safe place, for the future use. Turn off the product when not in use to save energy
5. The charging time depends on the remaining power in the original battery, and it is not allowed to exceed 12 hours. FOR FIRST USE the battery needs to be charged for 4-6 hours so that it will be fully charged.
6. When charging the product, and to avoid danger, the product must be turned off (the power switch indicator light is off).
7. Battery life is estimated at 800 charging cycles. When the battery no longer works, purchase a new battery, and replace it as needed or contact the manufacturer for a replacement. Dispose of the old battery at a qualified recycling facility.



4.3. Control system and Remote-control Instructions

1. For the control system, the functions are:




Power switch Button, ON/OFF

Button for Lifting

Button for Lowering

Battery Display

2. For the controller: Button A is the button for Lifting and Button B is the button for lowering.
3. The connection between the Controller and the remote-control will be automatically.



Battery Indicator	Light Indicator	Note
Full (3 lights)	Green, Yellow, Red, all lights on	
2 lights indicator	Yellow & Red. Green is off	
1 light indicator	Red only. Green and Yellow is off.	Charging is recommended
Do not use	Red flashes you and hear a beep.	Forced charging.

Note: if the charger is inserted in the ON state, the red, yellow, and green lights will light up sequentially. When all three lights are on, charging is complete.

4.4. Handling Instructions.

1. Let the user sit with a straight back, turn on the power switch (switch indicator light on), the operator presses the lift button or the remote control to adjust the height of the chair. Adjust the high of the chair so the lower surface of the seat is slightly higher than the level of the user.
2. Open the seat section on both sides, and move it in front of the user, adjust the lift chair so that the center of gravity of the user's body is in the center of the seat frame, and adjust the seat height again as so the bottom of the seat frame slightly touches the level of the user's seat.
3. Lock the front wheel brake, lift the user's foot and place it on the footrest. Let the user turn his body slightly to the left and right, and at the same time, the operator rotates the corresponding side of seat frame (left or right), allowing the user to sit on the left and right seat part of the product.
4. When the user is fully seated on The Electrical Lift Chair "ESTIA III" seat, and the left and right parts of the seat are fully closed, the operator must lock the locking lever and seat belt on the back.
5. Then the user can adjust his/her posture so that he/she will be comfortable and place his/her hands on the armrests.
6. The operator checks the distance between the bottom surface of its seat and the surface where the user sat before, raises the frame by 2-3 cm, releases the front wheel brake and slowly moves the chair away from the spot using the push handles.
7. The operator uses the push handles to take the user to the desired place.
8. Follow the reverse procedure to transfer the user from the product to a chair, bed, or couch.

5. Storage and Transport Conditions.

- The product should be stored and transported packaged under the following conditions.
- Temperature range: -20°C ~ 60°C.
- Relative humidity range: 25% ~ 95%.
- Atmospheric pressure range should be 86~106 kPa.
- For storage, the product must be placed in a dry and ventilated place and must not be placed in an environment with high temperature and rapid temperature changes. the product must be isolated from chemicals and corrosive substances.
- For transporting, handle with care.
- When packed, the maximum stack height is three layers.
- DO not store the product for a long term into places which get close to high temperature source or direct sunlight.
- If you need to store it for a long time, fist fully charge the battery and then turn off the power switch.
- If the product has been stored for more than a month, fully charge the battery, and then use it or continue storage. That is to check the level and health of the battery every month.
- After long-term storage, all batteries in the first charge cycle provide less capacity than rated capacity. Full capacity can be reached after several charge/discharge cycles, usually at least 3 cycles.

6. Maintenance

The purpose of periodic check of the product, is to confirm its proper operation as an aid and must be done at least once a month.

- Check the container status for any breaks, cracks, or leaks.
- Check the frame screws. If any are found to be loose, please tighten them.
- Check the plastic parts and frame of the product for any looseness, cracks or breaks.
- Check the stability of the product.
- Check the wheel brakes and confirm their operation.
- Check the condition of the front and rear wheels.
- In case of repair, use only authentic spare parts.



WARNING

In the event of a problem with any of the above, **DO NOT** use the product until the issue will be solved.

11. Cleaning

- The user or the attendant of the wheelchair is responsible for the cleaning, inspection and maintenance.
- In addition to maintenance and inspection, a general cleaning for the frame and the upholstery can be carried out.
- DO NOT leave the product wet or dirty with dust or mud.
- The frame should be cleaned regularly. We recommend cleaning the frame and seat with a mild detergent or antiseptic solution. For your own convenience you can use a spray bottle after adding the solution. Spray the product and then clean with a sponge. Wipe the surfaces dry with a clean cloth.
- Use a clean and soft cloth to wipe the surface of the product.
- The commode must be cleaned immediately after use. First, rinse with plenty of warm water. Then use a soft cloth soaked in a mild detergent or antiseptic solution. Wipe with a clean, soft cloth.
- If you need to disinfect the product, use a common, mild disinfectant.
- Protect the item from scratches, cuts and punctures.
- CAUTION: Do not use acidic or caustic solutions.
- The pillow cover is removable and hand-washable in cold water.

8. Environmental Protection Statement:



If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product's components.
- 4) The electrical products due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

9. Incident Reporting:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

10. Declaration Of Conformity:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

11. Terms of Warranty:

The product is guaranteed for a period of two (2) years warranty on the frame and six (6) months the battery, from the purchasing date.

The warranty apply on factory defects & DOES NOT cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse, or non-compliance with the product's operating instructions. Also DOES NOT cover the parts that can wear out during use or over time, like the upholstery, wheels, wheel tire, safety belt, footrests or brakes.

Damages or defects caused by: natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable) & carriers are not covered by the warranty.

No service or spare part is covered unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the user- customer or by dealer.

When the user or the provider apply on warranty request, provide a valid proof of purchase and the completed warranty form, with a photo of the product serial number and a photo or video of the problem that has occurred. In the event the user cannot provide the above documents, if we can confirm that the product or part is still within the warranty period, we may be able to honor the user's request for coverage under warranty, but we are not obligated to do so.

Warranty Form

BUYERS DETAILS:	
FULL NAME:	
PHONE:	
PURCHASING DATE:	
INVOICE NUMBER:	
SERIAL NUMBER:	
LOT:	
DEALER DETAILS:	
FULL NAME:	
ADDRESS:	
PHONE:	
DEALER SIGN AND SIGNATURE	



MOBIAC S.A
KATHIANA AKPQTHPIOY, XANIA - KPTH
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



12. Disclaimer:

The content of the product manual is the intellectual property of MOBIAC S.A. (hereinafter referred to as the "Company") and the copyright is reserved by the Company. Without the written consent of the Company, no one may copy, export or translate the manual or any content included in any form into other languages without the written consent of the Company. The Company carefully compiles the product manual with a sense of responsibility for users but does not guarantee the completeness or correctness of its contents. The product manual, as a purely technical document, does not include implied content or content with oblique reference to third parties. The Company assumes no responsibility for any typographical errors that may cause ambiguities. In the event of direct or indirect loss of information or business interruption due to the product manual or the product information contained therein, the Company shall not be liable.

When using all MOBIAC S.A. products, users must strictly follow the product manual and the instructions for use available on the Company's official website (www.mobiakcare.com) for the handling of the equipment and not violate any warning marked in the product manual when using the equipment. In case of injury to users or other persons, or material damage caused by the handling of the equipment without following the instructions for use or by violating the warnings marked in the product manual, the persons concerned shall bear the respective legal responsibilities.

As the Company continues to improve and update its products, it is essential that you regularly log on to its official website to refer to the most up-to-date instructions and conditions of use or contact your distributor for the latest user manual. The Company reserves the right to revise the product manual without notice.

The Company reserves the right of final interpretation.

 MOBIAC S.A.
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή. Medical Device.		Σήμα συμμόρφωσης CE. CE Mark.
	Κατασκευαστής. Manufacturer.		Ημερομηνία Παραγωγής. Production Date.
	Κωδικός Προϊόντος. Product Number.		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης. Read the instruction for use.
	Σειριακός Αριθμός. Serial Number.		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο. Do not use if Package is Damage.
	Αριθμός Παρτίδας. Batch Number.		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά. Right Way Up.
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος. Unique Device Identification.		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια. Keep away from sunlight.
	Διατηρήστε Στεγνό. Keep Dry.		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια. Stacking Height.
	Χειριστείτε με προσοχή. Handle With Care.		Εύθραυστο. Fragile.
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο. In Door Use Only.		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων. Waste Electrical and Electronic Equipment Directive.