

BENUTZERHANDBUCH

Rutschfeste Badematte

Produktcode: SAFE



1. Eigenschaften

Die rutschfeste Matte besteht aus strapazierfähigem, feuchtigkeitsbeständigem TPE-Material. Sie verfügt über spezielle Gummisaugnäpfe, die ein Ausrutschen auf nassen Oberflächen effektiv verhindern und so für mehr Stabilität sorgen.

2. Anwendung

Die rutschfeste Matte ist ein Hilfsmittel, das dem Benutzer bei der Durchführung hygienischer Tätigkeiten hilft. Sie wird für die Verwendung in der Dusche, Badewanne, im Badezimmer und in anderen feuchten Räumen zu Hause und im Krankenhaus empfohlen.

3. Technische Daten

Maß der Matte	36 x 71 cm
Material	TPE
Farbe	weiß

4. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäßen Gebrauch der Matte, Missachtung der Sicherheitsvorschriften oder Fehlanwendung.

5. Wartung

Reinigen Sie die Matte regelmäßig nur mit Wasser, einem Schwamm und milden Reinigungsmitteln für Kunststoffmaterialien wie Seife. Gründlich trocknen.

6. Lager- und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

7. Garantieinformationen

Alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte unterliegen einer Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte auf unserer Website

beschrieben sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte bewahren Sie zum Nachweis der Garantie den Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) auf.

8. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	Chargennummer		UDI-Code
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Hinweis		Bitte lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller hat die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen für Medizinprodukte überprüft.		

Unsere komplette Produktlinie ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich. Erfahren Sie mehr unter: www.timago.com. Vielen Dank, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



07/2025(I)